



ēVOAK (ēv ōk') Créer l'inédit, plus particulièrement en faisant appel à l'imagination ; faire avancer, exprimer ce qui d'ordinaire est latent, caché, tacite. Terme dérivé du latin *évoquer* (evōcāre) et de l'anglais ancien *oak* (ōk).



## SERIE CUVÉE

“Cuvée” signifie assemblage. En combinant son expertise dans le domaine du chêne et sa technologie créative, ēVOAK a développé 2 nouvelles tank staves pour la Série Cuvée. Chaque Cuvée est formulée dans l'esprit de développer certaines caractéristiques œnologiques pour apporter une vraie valeur ajoutée à vos vins.

### Cuvée N° 1

est la tank stave à la délicate saveur de macaron. N°1 évoque les biscuits aux amandes et à la noisette, l'amande grillée, avec une pointe de chèvre-feuille, tout en apportant une grande finesse tannique. N°1 ce sont la délicatesse et l'élégance personnalisées, d'où son côté enchanteur sur les vins blancs.

### Cuvée N° 2

apporte en touches légères des saveurs de guimauve grillée, de crème vanille, de crème brûlée et de nougat. Son action apporte plus de corps au vin que N°1 en ajoutant une intensité plus crémeuse et douce, aussi bien sur les vins rouges que sur les blancs.

**Taille :** Staves de 90 cm x 6.4 cm x 1 cm, vendues par paquets de 30 unités ou Mini staves de 45.72 cm x 6.4 cm x 1 cm, vendues en sac 40 pièces.

**Niveau de Chauffe :** Cuvée N° 1 or Cuvée N° 2

**Conditionnement :** Sacs alimentaires à infuser, emballés en pochettes sous vide pour garantir la fraîcheur.

**Dosage Recommandé :** 1 sac pour 1000 litres.

**Utilisation :** Conçues plus spécifiquement pour la finition, elles peuvent aussi s'utiliser pendant l'élevage.

**Installation:** Immersion du sac en cuve inox ou fixation à l'aide d'anneaux soudés en 'D' ou d'une chaîne.

**Temps de contact :** l'extraction peut être très rapide et les premiers résultats sont obtenus dès 30 jours de contact. Selon les vins et leurs conditions d'utilisation (température et brassage), une infusion plus longue (jusqu'à 90 jours) favorisera une extraction plus complexe. Le 2ème passage demande un temps de contact plus long, ainsi qu'un rinçage des sacs à l'eau claire, pour une réutilisation immédiate.

**Durée de vie :** Plusieurs utilisations possible sur 1 an.

Essayez-les dès aujourd'hui. Des kits d'échantillons sont disponibles sur demande.

**Oak Solutions Group est à votre disposition  
pour vous conseiller et discuter de vos résultats.**